

# User Manual

充電式電動牙刷說明書

TB-B801L



保證書印製於說明書最後頁  
購買時請要求經銷商填妥購買日期及蓋店章，以確保您的權益

機號

TB-B801L

聲寶產品保證書

Sampo

姓名	出生日期	男 女	地址
電話	年 月 日		電子信箱

※請注意事項

- 本家電產品使用於營利商業用途時，其保證期限按保證書所載期限減半保固
- 保證書內容購買日期未填寫或經塗改或與現物不符者，則失去保證書保固效力
- 本產品售後服務委託：權聯國際企業有限公司 服務專線：(02) 2996-0865
- ※如有下列情形之一者，雖在保證期間內亦不予免費優待
- 由於天災地變或人為引起之故障或損毀
- 因使用之過失或使用錯誤，以致商品故障或損毀
- 擅自改裝商品或經外人檢修所引起之故障或損毀
- 擅自移動或搬運所引起之故障或損毀
- 故障係起因發生在機體以外者（如：錄影（音）帶、天線...等）

※服務保固範圍

- 天線、磁針、磁頭、攝像管、鏡頭、充電電池、熱感頭、印表頭、螢光燈管、燈泡、軸承刀片及其配件等之消耗材不在保固範圍內。
- 除另有契約規定外，服務區域限中華民國管轄區內。

※送站修理


※ 請務必填妥購買日期並蓋店章以確保擁有權益

聲寶股份有限公司 • 新寶集團 桃園縣龜山鄉大華村頂湖路26號  
免責諮詢專線：0800-005438 [0800-鈴鈴-我是聲寶] 權聯國際企業有限公司 台北縣新莊市建興街16號 服務專線：(02) 2996-0865

電源	110V	功率	4W	轉速	9800 轉/分鐘
外形尺寸	243(高) x 105 (長) x 48 (寬)			機體淨重	450g

#### 各部名稱

- A** 刷頭
- B** 開
- C** 關
- D** 刷頭放置盒
- E** 機身
- F** 指示燈
- G** 充電器



## 使用說明

### 主要功能說明

- 有效清潔牙齒。
- 高速左右轉動的刷頭可節省時間與力氣，牙膏的微泡沫能瞬間滲透，有效清除牙菌斑和牙結石。
- 高速轉動產生的振動波可以按摩牙齦，促進血液循環，刷毛覆蓋緊貼牙齒表面及隙縫，均勻而徹底地清潔牙齒的每個部位。

### 使用壽命規格

- 電池：每次充滿1次電，每天使用2次，每次使用2分鐘，可持續使用5天，電池循環使用壽命2年。
- 刷頭：正常使用壽命為三個月。
- 牙刷體：正常使用壽命2年。

### 性能或特性規格

- 刷頭左右轉動、轉速為9800轉/分鐘。

### 附屬品


- 充電器x1      刷頭x4      掛鉤x1      螺絲x2

### 關於售後服務

- 若發生故障，請立即停止使用，並將電池拆除。若在故障狀態下繼續使用或自行維修，均可能發生危險。
- 送修前，請先撥售後服務專線：02-2996-0865諮詢，將產品型號及故障情形詳細說明，客服人員會協助處理。
- 絕對不要自行拆開外殼進行維修。



### 產品充電

- 第一次開始使用本產品前，至少給產品充電16小時；
- 充電前確認產品已關掉開關；你可以將牙刷放在充電器上連續充電。
- 爲了延長電池的使用壽命，每6個月重覆以上程序一次。
- 當電池開始充電時，綠色的指示燈亮起。



### 產品使用

- 將牙刷頭裝在刷身上。
- 將牙膏擠到刷毛上，沾上一些水。
- 將牙刷頭放入你的口中。
- 按下“開（ON）”按鈕，開始刷牙。將刷頭輕輕靠住牙齒，慢慢移動到牙齒的不同部位，2分鐘後，牙齒將被徹底清潔乾淨。





2

## 使用說明




### 清潔儲藏

- 按下“開（ON）”按鈕，在水龍頭下用冷水（水溫不超過60℃）沖洗刷頭。
- 按下“關（OFF）”按鈕，取下刷頭，用水沖洗內面。
- 再按下“開（ON）”按鈕，沖洗傳動連接軸內殘餘的牙膏。
- 將刷頭儲藏在充電器背後的刷筒內。
- 用濕布將充電器擦乾淨。清潔前，請拔掉電源插頭。



### 替換刷頭

- 爲了達最好的清潔效果，建議每3個月更換一次刷頭。
- 當刷毛向外彎曲時，必須更換刷頭。
- 你可以在你原先購買牙刷的商店買到新的刷頭或與經銷商連繫。



### 委製商資訊

委製/進口商:穩聯國際企業有限公司  
售後服務專線:(02)-2996-0865

3